

موث موز البسيطة

MOUTH MOUSE[®]
BASIC



- حاسوب، مصباح لاسلكيا، جرس لاسلكي

التحكم
(بالفم واللمس)

- حل قابل التكيف لإمكانيات المستخدم

طريقة التحكم
(بالفم)

- حركة بمؤشر الفأرة، النقر، طريقة لعبة (تحكم الملامس)، زر متعدد الوظائف، استبدال الأزرار، سرعة حركة المؤشر.

وظائف الحاسوب

- تلقائي، المستخدم لا يشعر

تركيب

- أسرع من تشغيل الحاسوب

سرعة التشغيل

+ نظام "جرس فقط"

موث موز الذكية

MOUTH MOUSE
INTELLIGENT



وأجهز أخرى...



- حاسوب، مصباح لاسلكيا، جرس لاسلكي، مروحة
لاسلكيا، تلفاز وإذاعة عن بعد، إمكانية تمديد في
المستقبل، هاتف محمول، شاشة، لوحة ملمس على
الشاشة

طريقة التحكم
(بالفم)
- حل قابل التكيف لإمكانيات المستخدم

وظائف الحاسوب - حرقة بمؤشر الفارة، النقر، طريقة لعبة (تحكم
الملams)، لوحة الملams على الشاشة، كتابة النص
على الشاشة، زر متعدد الوظائف، استبدال الأزرار،
سرعة حرقة المؤشر.

تركيب
- تلقائي، المستخدم لا يشعر

+ نظام موثر موز تتش MouthMouse Touch (الملمس فقط)



تحكم على المصباح اللاسلكي أو الجرس – بلمسة واحدة

مخصص له:

- المرضى الذين يعانون بالتصلب المتعدد وبالحركة المحددة في الأطراف العلوية وأصابع الأطراف العلوية
- الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد الرافع
- الأشخاص في سن التقاعد

ل:

ديار المصابين بالأمراض المزمنة،
المصحات، المستشفيات، ديار العجزة،
المنازل

موث موز بداية

MOUTH MOUSE
START

تحكم على المصباح اللاسلكي أو الجرس – بلمسة واحدة

باليد باللوك بالرجل
بالكتف بالكتف بالرأس

و ما يشبه ذلك

يزيد الاستقلالية
يحسن الرعاية

يساعد المستخدمين و الممرضين

- تركيب سريع وسهل (50 ثانية)
- الجهاز يشغل بالبطارية – لا داعي لإمداد الكهرباء
- في المجموعة الأساسية تسلم وحدة واحدة حسب اختياركم